


Serie M



MODELO MP 50

Equipo de Diatermia Dual System con **dobles** frecuencia.

- Capacitivo 400W / Resistivo 250W.
- Frecuencia 500 y 800 KHz.



MODELO MP 15P | MP 15L

Equipo de Diatermia en **monofrecuencia**.

- **MP 15P**: Capacitivo 400W / Resistivo 250W.
- **MP 15L**: Capacitivo 300W / Resistivo 125W.



MODELO MP 30

Equipo de Diatermia Dual System con **dobles** frecuencia.

- Capacitivo 300W / Resistivo 125W.
- Frecuencia 500 y 800 KHz.



MODELO MP 10

Equipo de Diatermia **monofrecuencia**.

- Capacitivo 125W / Resistivo 80W.
- Frecuencia a 500 u 800 KHz.

Serie Handbox



HANDBOX

- Tensión de alimentación: 100 - 240 Vac, 50 - 60 Hz.
- Peso: 7 Kilos.
- Dimensiones: 300 x 220 x 200 mm.
- Frecuencia 500 KHz.
- Potencia de salida: 250 W.



ACCESORIOS INCLUIDOS

- Electrodos adhesivos: 2125: 10 unidades. 2225: 10 unidades. 2425: 10 unidades.
- Cable aplicación: 2 unidades.
- Cable de red: 1 unidad.

ESPECIFICACIONES SERIE M

- Facilidad de manejo.
- Pantalla multifunción táctil.
- Menú configurable.
- Equipado con los accesorios necesarios para todas las funciones.

- Tensión de alimentación: 100-240 Vac 50-60 Hz.
- Peso: 13 Kg.
- Dimensiones: 350 x 300 x 275 mm.
- Montado sobre un resistente chasis metálico.

Siente la diferencia

En la rehabilitación, el Método Medestec tiene como objetivo la inmediata reducción de la inflamación y el dolor, acelerando los mecanismos naturales del tejido para que el paciente se recupere lo antes posible.

Medestec contribuye a la rápida rehabilitación de atletas y pacientes lesionados que necesitan volver rápidamente a su actividad.



Empresa fundada por un equipo de profesionales procedentes del sector de la medicina, fisioterapia y la estética, con el objetivo de desarrollar, en su departamento de I+D, la mejor tecnología para obtener los mejores resultados terapéuticos y estéticos del mercado.

Tanto la tecnología como su exclusivo Método Medestec están patentados.

Medestec



Muntaner 244, 2º 1ª, 08021 Barcelona



(+34) 934 577 822 | (+34) 931 704 903



info@medestec.com

www.medestec.com



Rapid Recovery

- REDUCE EL DOLOR Y LA INFLAMACIÓN.
- MEJORA LA MOVILIDAD ARTICULAR.
- EFECTO REGENERADOR DE TEJIDOS.
- VASODILATACIÓN Y MEJORA CIRCULATORIA.
- NEUROMODULACIÓN.

